

KN95 Protective Face Mask

SW-0615




Content

- **Photos Of Content**
- **Photos Of Production Workshop**
- **Photo Of The Company**
- **CE Certificate**
- **Test Report**
- **Fabric Test Report**
- **FDA**
- **Instructions**

Photos of the Sample



Packaging



Packaging Information

No.	Unit Package	Qty (Pcs) /Carton	Measurement			N.W. (KGS)	G.W. (KGS)
			Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)		
1	40pcs/box	1000	78.00	62.50	19.00	6.00	7.00



合格证CERTIFICATION

【产品名称】KN95防护口罩(非医用)
 【Name】KN95 protective Face Mask
 【规格型号】SW-0615
 【Model】SW-0615
 【主要成分】无纺布54%、熔喷布24.5%、热风布21.5%
 【Main components】54%non-woven fabric、24.5% melt-blown fabric、21.5% Hot air fabric.

【执行标准】GB2626-2006
 【Standard】GB2626-2006
 【包装规格】40只/盒
 【Packing Spec.】40pcs/box
 【有效期】2年
 【Validity】2 years
 【生产日期】2020年8月17日
 【Production Date】2020.08.17
 【批次号】K2008012Y
 【Production LOT】K2008012Y
 【生产商】深圳市山而威户外装备科技有限公司
 【Manufacturer】Sunway (Shenzhen) Products Limited
 【生产地址】深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区银葵路16号
 【Address】君轩公司E栋厂房101、201、301东、401、501
 101, 201, east of 301, 401&501, Building E, junxuan Company,
 No.16 Yikui Road, Kuixin Community, Kuichong street,
 Dapeng new district, Shenzhen.






SUNWAY (SHENZHEN) PRODUCTS LIMITED

Photos of the Production Workshop





SUNWAY (SHENZHEN) PRODUCTS LIMITED

Photo of the Company



CE Certificate

شهادة - 証明書 - Certificat - 증명서 - 証明書 - Сертификат

Form: CAT_10-M04, version 00, effective since March 4th, 2020

Certificate of Compliance



No.: 4G200415M.55PU094

Certificate's Holder: Sunway (Shenzhen) Products Limited
E Building, Junxuan Company, No. 16, Yinkui Road,
Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen,
China

Certification ECM/Mark:  Type Approved

Product: KN95 Particulate Mask
Model(s): KN95
Verification to: Standard: EN 149:2001+A1:2009

related to CE Directive(s):
R 2016/425 [Personal Protective Equipment]

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:

CE The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a notified body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. R001/ECM rev3 available at: www.entecem.it

Issuance date: 07 April 2020
Expiry date: 06 April 2025

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne



Approver
ECM Service Director
Luca Bedonni



Ente Certificazione Macchine Srl
Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Senzavalle - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 4705141 📠 +39 051 4705154 📧 info@entecem.it 🌐 www.entecem.it



CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



No. **0370-4603-PPE/B**

CE Certificate

EN 149:2001 + A1:2009

ORGANISMO NOTIFICADO Nº NOTIFIED BODY NUMBER	0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS)
SOLICITANTE / FABRICANTE APPLICANT / MANUFACTURER	SUNWAY (SHENZHEN) PRODUCTS LIMITED 101,201, East of 301, 401 &501, Building E, Junxuan Company, No.16 Yinkui Road, Kuixin Community, Kuichong Street, Dapeng New District,Shenzhen, 518119, China
PLANTA DE PRODUCCIÓN PRODUCTION SITE	SUNWAY (SHENZHEN) PRODUCTS LIMITED 101,201, East of 301, 401 &501, Building E, Junxuan Company, No.16 Yinkui Road, Kuixin Community, Kuichong Street, Dapeng New District,Shenzhen, 518119, China
REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD / APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY: REGLAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL REGULATION (EU) 2016/425 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE	Módulo // Module: B EXAMEN UE DE TIPO / EU TYPE EXAMINATION
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)	Ref.: SW-0615 Filtering half masks
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI / PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE	FFP2 NR
NORMAS ARMONIZADAS / HARMONISED STANDARDS	EN 149:2001 + A1:2009 Dispositivos de protección respiratoria. Máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles. Requirements, testing, marking
FECHA DE EMISIÓN / ISSUE DATE	16/10/2020
VALIDEZ HASTA / VALIDITY UNTIL	16/10/2025
El presente certificado se mantendrá vigente durante 5 años siempre que el producto descrito no sea modificado y cumpla los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425. Para asegurar dicho cumplimiento, este certificado deberá ir acompañado de la documentación correspondiente a la Evaluación de Conformidad con el tipo según módulo C2, D (realizada por un Organismo Notificado, según frecuencia establecida).	
This certificate will remain valid for 5 years as long as the indicated product is not modified and fulfills the essential requirements of health and safety established in (EU) Regulation 2016/425. To ensure such compliance, this certificate must be accompanied by the documentation corresponding to the Conformity Assessment to type according to C2, D (carried out by a Notified Body according, to the established frequency).	


 LGAI Technological Center, S.A.
 Xavier Ruiz Peña
 Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.
 This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of certificate.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / You can check the validity of this certificate on our website:
www.appluslaboratories.com/certified_products

ANEXO TÉCNICO
TECHNICAL ANNEX

0370-4603-PPE/B

I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO

REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE

CE Certificate
EN 149:2001 + A1:2009

MARCA BRAND	SUNWAY
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)	Ref.: SW-0615 Filtering half masks
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE	FFP2 NR
INFORME DE ENSAYO TEST REPORT	PTC20081301301C-EN01V01 issued by Precise Testing & Certification (Guangdong) Co.,Ltd.(PTC).



POSI

CERTIFICATE

This is to certify that the Quality Management System of

SUNWAY (SHENZHEN) PRODUCTS LIMITED

Business license number: 91440300799201478B

Registered Address: 101, 201, East of 301, 401 & 501, Building E, Junxuan Company, No.16 Yinkui Road, Kuixin Community, Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen, Guangdong Province, China

Audit Address: 101, 201, East of 301, 401 & 501, Building E, Junxuan Company, No.16 Yinkui Road, Kuixin Community, Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen, Guangdong Province, China

applicable to

Production and sales of disposable medical isolation clothing, medical isolation face shield, medical isolation eye mask, disposable medical coverall isolation clothing, medical isolation shoe cover(in the filing certificate); Production and sales of daily protective face masks; Production and sales of disposable protective clothing(export only)

has been assessed and registered by POSI against the provisions of

ISO13485:2016

This registration is subject to the company maintaining a quality management system, to the above standard, which will be monitored by POSI.

Please consult the website: www.posicert.com

The certificate information is also available on the CNCA official website: <http://cx.cnca.cn>.



General Manager

Certificate Registration No: 381200045R0M

Initial issue date : 2020.06.11 Issue date : 2020.06.11 Valid until: 2023.06.10



Shanghai POSI Certification Co., Ltd.

Room 1002A, No.1500, Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai ,China.Email:info@posicert.com

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Manufacturer

Name: SUNWAY (SHENZHEN) PRODUCTS LIMITED

Address: 101,201, East of 301 , 401 &501, Building E, Junxuan Company, No.16 Yinkui
Road, Kuixin Community, Kuichong Street, Dapeng New District,
Shenzhen, 518119, China

Product

Name: KN95 Protective Face Mask

Model: SW-0615

We confirm our product meets the requirements of GB 2826-2006.

Signature:



Position: General manager

Date: 2020-06-03



Declaration of Conformity

File No: SW-0615CE

CE Declaration of Conformity **CE**

Regarding Medical Device Directive(93/42/EEC)
Including Directive 2007/47/EC

Manufacturer
Name: SUNWAY (SHENZHEN) PRODUCTS LIMITED
Address: 101,201, East of 301 , 401 &501, Building E, Junxuan Company, No.16 Yinkui Road, Kulin Community, Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen, 518119, China


Product
Name: KN95 Protective Face Mask
Model: SW-0615

Classification: I
Rule: According to rule 1

We confirm our product meets the requirements of EU Medical Device Directive and harmonized standards as below.

EN ISO 14971: 2012	EN 1041: 2008+A1:2013
EN ISO 15223-1: 2016	EN 62366-1:2015
EN ISO 10993-1:2009/AC:2010	EN 149:2001+A1:2009
EN ISO 10993-5: 2009	93/42/EEC as amended by 2007/47/EC
EN ISO 10993-10: 2013	

Signature: _____ Position: General manager
Date: 2020-06-03



Test Report



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection



检验报告

TEST REPORT



报告编号: WT204019288

第 1 页, 共 6 页

委托单位 : 深圳市山而威户外装备科技有限公司
委托单位地址 : 深圳市大鹏新区葵涌街道 银葵路16号君轩公司E栋厂房3楼
样品名称 : KN95口罩
型号/规格/等级: _____
检验类别 : 送样检验
检验地点 : 龙华实验基地Longhua Experimental Base

深圳市计量质量检测研究院
(检验检测专用章)



批准人: 邓海英

签发日期: 2020年04月19日

签名: 邓海英

Test Report



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

检验报告

报告编号: WT204019288

第 2 页, 共 6 页

样品信息:

样品名称: KN95口罩

商标: Blocklite

型号/规格/等级: _____

样品编/批号: _____

生产日期: 2020-04-03

生产单位: 深圳市山而威户外装备科技有限公司

生产单位地址: 深圳市大鹏新区葵涌街道银葵路16号君轩公司E栋厂房3楼

样品数量: 50个

抽样基数: _____

抽样地点: _____

抽样人员: _____

检前样品描述: 正常。Normal.

客户信息:

委托单位: 深圳市山而威户外装备科技有限公司

委托单位地址: 深圳市大鹏新区葵涌街道 银葵路16号君轩公司E栋厂房3楼

委托单位电话: 15112581689

邮政编码: _____

受检单位: _____

检验信息:

委托日期: 2020年04月06日

委托单号: 8285831

检验类别: 送样检验

获样方式: 送样

检验日期: 2020年04月06日 至 2020年04月19日

检验环境条件: (18~25)℃ (30~70)%RH

判定依据: GB 2626-2006


检测依据: GB 2626-2006

检验结论:


检验结果见附页。

Test result refer to next pages.

主检: 谢丹菊



审核: 陈开江



Test Report



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

检验报告

报告编号: WT204019288

第 3 页, 共 6 页

检验项目 Test Item	标准要求 Requirement	实测结果 Test Result	单项结论 Conclusion
1. 外观检查 Appearance (GB 2626-2006)	5.2条规定 5.2Requirement	(GB 2626-2006) 1#~2#符合 Conformity	符合 Conformity
2. 过滤效率(%) Filtration efficiency (GB 2626-2006)	用氯化钠颗粒物检测: NaCl KN95≥95.0	(GB 2626-2006) 未预处理样品Unpretreated sample: 1#: 97.29 2#: 99.11 3#: 98.79 4#: 97.23 5#: 98.35 6#: 99.06 7#: 98.63 8#: 97.55 9#: 97.63 10#: 98.29 预处理样品Pretreated sample: 1#: 98.26 2#: 98.89 3#: 96.16 4#: 99.11 5#: 98.17 KN类 KN-Series 温度Temperature: 23.7℃ 相对湿度Relative humidity: 35.8% 颗粒物Aerosol chamber: NaCl 颗粒物浓度Concentration of aerosol chamber: 15mg/m ³ (检测流量Flow meter rate: 85L/min)	符合 Conformity

量
测
(7)

Test Report



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

检验报告

报告编号: WT204019288

第 4 页, 共 6 页

检验项目 Test Item	标准要求 Requirement	实测结果 Test Result	单项结论 Conclusion
3. 呼吸阻力 (Pa) Resistance of inhalation and exhalation (GB 2626-2006)	总吸气阻力Total inhalation Resistance ≤350 总呼气阻力Total exhalation Resistance ≤250	(GB 2626-2006) 吸气阻力Inhalation resistance: 未预处理样品Untreated sample: 1# 2# 74.5 73.4 预处理样品Pretreated sample: 1# 2# 72.0 66.4 呼气阻力Exhalation resistance: 未预处理样品Untreated sample: 1# 2# 72.8 76.0 预处理样品Pretreated sample: 1# 2# 71.8 71.5 (通气量: 85L/min) (Flow: 85L/min)	符合 Conformity
4. 死腔 (%) Dead space (GB 2626-2006)	≤1	(GB 2626-2006) 随弃式面罩Disposable facepiece: 0.71 (温度Temperature: 24.5℃)	符合 Conformity
5. 头带Head harness (GB 2626-2006)	随弃式面罩Disposable facepiece: 10N, 持续10s 10N, continuous 10s 不应出现滑脱、断裂 No slippage, breakage	(GB 2626-2006) 未预处理样品Untreated sample: 1#~2#: 符合Pass 预处理样品Pretreated sample: 1#~2#: 符合Pass	符合 Conformity

Test Report



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

检验报告

报告编号: WT204019288

第 5 页, 共 6 页

检验项目 Test Item	标准要求 Requirement	实测结果 Test Result	单项结论 Conclusion
6. 连接和连接部件 Connect and connect parts (GB 2626-2006)			不适用 Not applicable

附注Note:

1. 此报告以中文为准, 英文仅作参考. The Chinese version of this test report is the standard one, the English version is only for reference.

2. 温度湿度预处理, 顺序按下述条件处理:

The sequence of temperature and humidity pretreatment is as follows:

a) 在 $(38 \pm 2.5)^\circ\text{C}$ 和 $(85 \pm 5)\%$ 相对湿度环境放置 (24 ± 1) h

Place at $(38 \pm 2.5)^\circ\text{C}$ and $(85 \pm 5)\%$ relative humidity for (24 ± 1) hours;

b) 在 $(70 \pm 3)^\circ\text{C}$ 干燥环境处理 (24 ± 1) h

Treatment in dry environment at $(70 \pm 3)^\circ\text{C}$ for (24 ± 1) hours;

c) $(-30 \pm 3)^\circ\text{C}$ 环境放置 (24 ± 1) h

Place at $(-30 \pm 3)^\circ\text{C}$ for (24 ± 1) hours;

样品温度经恢复至室温后5h, 再进行检测

After the sample temperature is restored to room temperature for 5 hours, the test shall be carried out again.

Test Report



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

检验报告

报告编号: WT204019288

第 6 页, 共 6 页



以下空白 END OF REPORT

Fabric Test Report

SUNWAY MEDICAL PRODUCTS

MATERIAL CERTIFICATE FOR NONWOVEN POLYPROPYLENE FABRIC
(TRANSLATED COPY)

Serial Number - WT 204010756

Page 3 of 3

NO	TEST ITEM	SPECIFICATION	STANDARD	SAMPLES			RESULT
				1	2	3	
1	Bacterial Filtration Efficiency (BFE)	YY0469-2011	>= 95	100	99	99	PASS
2	Particulate Filtration Efficiency (PFE)	YY0469-2011	>= 30	95.86	96.58	96.64	PASS

AIR BORNE	NaCl
CONCENTRATION	15mg/m ³
TEMPERATURE	23.0 C
RELATIVE HUMIDITY	35.40%
AIR FLOW	30L/min

I certify the material certification and test results as accurate for the Nonwoven Polypropylene fabric shipment received on Serial Number WT 204010756.

Jay Sifferle, VP Sunway Medical

FDA



Certification of FDA Registration Service

This document provides notification of the registration number assigned to the client's establishment.

Establishment: SUNWAY (SHENZHEN) PRODUCTS LIMITED
Address: E Building, Jiansuan company, 16# Yankui Road, Kuixin community, Kuichong street, Dapeng New District, Shenzhen, Guangdong, 518119, CHINA

Owner/Operator No.: 10064363
Registration No.: 3014331592

Listing No.	Premarket Submission No.	Product Codes	Device Name	Activities
D378991	Exempt	MSH	Respirator, surgical	Manufacturer
D378898	Exempt	LYU	ACCESSORY, SURGICAL APPAREL	Manufacturer
D403677	Exempt	FXD	SUIT, SURGICAL	Manufacturer
D403676	Exempt	DEA	Non-surgical isolation gown	Manufacturer
D403678	Exempt	KHA	MASK, SCAVENGING	Manufacturer
D403673	Exempt	FVF	CAP, SURGICAL	Manufacturer

FDA

D403675	Exempt	EYE	DRESS, SURGICAL	Manufacturer
D403674	Exempt	EXP	COVER, SHOE, OPERATING-ROOM	Manufacturer

Field Fu
Mr. Field Fu
SHENZHEN JOYANTECH CONSULTING CO., LTD
www.cefila.com

Certification No.: FDA 202003-005 Validity: March 25, 2020 - Dec. 31st, 2020

FDA

Business Trade

Name : *sunway*
(shenzhen)

Establishment

Registration or FEI

Number : 3014331592

[New Search⁶](#)

Establishment Name 7 8	Registration Number	Current Registration Yr
SUNWAY (SHENZHEN) PRODUCTS LIMITED⁹ CHINA	3014331592	2020
<ul style="list-style-type: none"> accessory, surgical apparel - Accessory,Surgical Apparel; SUN-V Blocklite/ Sunvia/ Sun Valley, Disposable Medical Protective Gowns, size 165/175/185/190/195; SUN-V Blocklite/ Sunvia/ Sun Valley, Disposable Protective Clothing, size 165/175/185/190/195; SUN-V Blocklite/ Sunvia/ Sun Valley, Medical Disposable Goggles¹⁰ 		Manufacturer
<ul style="list-style-type: none"> respirator, surgical - SUN-V Blocklite/ Sunvia/ Sun Valley, Disposable Medical Face Mask¹¹ 		Manufacturer
<ul style="list-style-type: none"> cap, surgical - Cap,Surgical¹² 		Manufacturer
<ul style="list-style-type: none"> cover, shoe, operating-room - Cover,Shoe,Operating-Room¹³ 		Manufacturer
<ul style="list-style-type: none"> dress, surgical - Dress,Surgical¹⁴ 		Manufacturer
<ul style="list-style-type: none"> non-surgical isolation gown - Non-Surgical Isolation Gown¹⁵ 		Manufacturer
<ul style="list-style-type: none"> suit, surgical - Suit,Surgical¹⁶ 		Manufacturer
<ul style="list-style-type: none"> mask, scavenging - Face mask; Protective mask KN95¹⁷ 		Manufacturer

FDA Acknowledgment Letter



Acknowledgment Letter

5/11/2020

Jay Siffelle
Sunway(Shenzhen) Medical Products Ltd
16# Yinkui Rd. Kuichong Community, Kuichong St.
Dapeng New District, Shenzhen, Guangdong 518119
CHINA

Dear Jay Siffelle:

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the Food and Drug Administration (FDA) has received your submission. This submission has been assigned the unique document control number below. All future correspondence regarding this submission should be identified prominently with the number assigned and should be submitted to the Document Control Center at the above letterhead address. Failure to do so may result in processing delays. If you believe the information identified below is incorrect, please notify the Program Operations Staff at (301) 796-5640.

Submission Number: EUA200923
Received: 5/11/2020
Applicant: Sunway(Shenzhen) Medical Products Ltd
Device: KN95

We will notify you when the review of this document has been completed or if any additional information is required. If you are submitting new information about a submission for which we have already made a final decision, please note that your submission will not be re-opened. For information about CDRH review regulations and policies, please refer to <http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/default.htm>.

Sincerely yours,

Center for Devices and Radiological Health

FDA

FDA

1 result found for **Establishment Registration or Business Trade**
 Name : *sunway (shenzhen)* [New Search](#)

Establishment Name	Registration Number	Current Registration Yr
SUNWAY (SHENZHEN) PRODUCTS LIMITED	CHINA No number listed	2020

- [Accessory, Surgical Apparel - SUN-V Blocklite/ Sunvia/ Sun Valley, Disposable Medical Protective Gowns, Size 165/175/185/190/195;](#) Manufacturer

[SUN-V Blocklite/ Sunvia/ Sun Valley, Disposable Protective Clothing, Size 165/175/185/190/195; SUN-V Blocklite/ Sunvia/ Sun Valley, Medical Disposable Goggles](#)

- [Respirator, Surgical - SUN-V Blocklite/ Sunvia/ Sun Valley, Disposable Medical Face Mask](#) Manufacturer

Can't find what you're looking for? [Try a new search](#)

FDA

FDA

[New Search](#) [Back To Search Results](#)

Proprietary Name: SUN-V Blocklite/ Sunvia/ Sun Valley, Disposable Medical Protective Gowns, size 165/175/185/190/195; SUN-V Blocklite/ Sunvia/ Sun Valley, Disposable Protective Clothing, size 165/175/185/190/195; SUN-V Blocklite/ Sunvia/ Sun Valley, Medical Disposable Goggles

Classification Name: ACCESSORY, SURGICAL APPAREL

Product Code: [LYU](#)

Device Class: 1

Regulation Number: [878.4040](#)

Medical Specialty: General & Plastic Surgery

Registered Establishment Name: [SUNWAY \(SHENZHEN\) PRODUCTS LIMITED](#)

Owner/Operator: [SUNWAY \(SHENZHEN\) PRODUCTS LIMITED](#)

Owner/Operator Number: 10064363

Establishment Operations: Manufacturer

Page Last Updated: 03/30/2020

Note: If you need help accessing information in different file formats, see [Instructions for Downloading Viewers and Players](#).

Language Assistance Available: [Español](#) | [繁體中文](#) | [Tiếng Việt](#) | [한국어](#) | [Tagalog](#) | [Русский](#) | [العربية](#) | [Kreyòl Ayisyen](#) | [Français](#) | [Polski](#) | [Português](#) | [Italiano](#) | [Deutsch](#) | [日本語](#) | [فارسی](#) | [English](#)

FDA

[New Search](#) [Back To Search Results](#)

Proprietary Name: SUN-V Blocklite/ Sunvia/ Sun Valley,

FDA

[SUN-V Blocklite/ Sunvia/ Sun Valley,
Disposable Protective Clothing, Size
165/175/185/190/195; SUN-V Blocklite/
Sunvia/ Sun Valley, Medical Disposable
Goggles](#)

- [Respirator, Surgical - SUN-V Blocklite/ Sunvia/
Sun Valley, Disposable Medical Face Mask](#) Manufacturer

Can't find what you're looking for? [Try a new search](#)

FDA

Instructions


SUNWAY **KN95 防护口罩使用说明书**
KN95 Protective Mask Instruction Manual

【产品名称】 KN95 防护口罩 (非医用)
【Product Name】 KN95 PROTECTIVE FACE MASK (NON-MEDICAL)
【产品型号】 KN95
【MODEL NUMBER】 KN95
【执行标准】 GB2626-2006
【STANDARD】 GB2626-2006

【产品性能】 Product performance

1. 采用外层无纺布, 超细纤维静电喷布复合 35 热风棉, 22 亲肤无纺布, 形成四重过滤层, 更有效过滤有害物, 符合国际 GB2626-2006 KN95 级别。
 The outer layer non-woven fabric, ultra-fine fiber electrostatic melt-blown cloth combined with 35 lot air cotton and 22 skin-friendly non-woven fabric forms a four-layer filter layer to filter harmful substances more effectively, in line with the national standard GB2626-2006 KN95 level.
2. 按人体脸型工程学设计 3D 立体形状, 确保密合性的同时增加了口罩的呼吸容积, 大大提升透气性, 令佩戴、呼吸更舒适。
 The 3D three-dimensional shape is designed according to the human face engineering, which ensures the tightness and increases the breathing volume of the mask, greatly improving the breathability, making it more comfortable to wear and breathe.

【佩戴方法】 Wearing method
 将口罩打开, 有鼻梁条居上, 佩戴后按压鼻梁部密合, 防护效果更佳。
 Open the mask with the nose bridge on top. After wearing, press the nose bridge tightly to ensure better protection.



【使用范围】 Range of use
 适用于防护粉尘、PM2.5 雾霾颗粒物、流感细菌、飞沫等有害颗粒物。本品具有防风防寒功能。
 It is suitable for protection against harmful particles such as dust, PM2.5 smog particles, influenza bacteria, and droplets. This product has wind and cold protection.

【储存条件】 Storage conditions
 湿度 < 80%, 无腐蚀性气体和通风良好的清洁室内。
 Humidity < 80%, no corrosive gas and well-ventilated clean room.

【生产日期】 Production Date
 见合格证 see certificate

【生产批号】 production batch
 见合格证 see certificate

【有效期】 Validity
 2 年 2 years

【注意事项】 Precautions

1. 为保证口罩卫生干净, 要避免用手部接触口罩内侧。
 To ensure that the mask is hygienic and clean, avoid touching the inside of the mask with your hands.
2. 每次佩戴防尘口罩后, 应立即做佩戴“紧密性”检查, 确保口罩佩戴位置正确。
 Every time after wearing a dust mask, the "tightness" inspection should be done immediately to ensure that the mask is placed in the correct position.
3. 每次佩戴口罩前, 应该清洗双手。如需暴露在粉尘多的污染环境中, 应该一直佩戴口罩。
 Before wearing a mask, wash your hands. If you need to be exposed to a dusty environment, you should always wear a mask.
4. 当感觉呼吸阻力明显增大, 或当口罩变得脏污、破损时候, 应当尽快更换口罩。
 When you feel a significant increase in breathing resistance, or when the mask becomes dirty or damaged, you should replace the mask as soon as possible.
5. 本口罩不可水洗, 水洗会破坏滤材结构, 造成穿透, 并且破坏静电滤材的过滤性能。
 This mask is not washable. Water washing will destroy the filter material structure, cause penetration, and destroy the filter performance of the electrostatic filter material.
6. 未使用的口罩应储存在洁净的环境中, 需防止口罩受到损坏、脏污、粘尘、阳光直射、高温或者有害化学物质污染等。存放口罩时, 还要避免口罩变形。
 Unused masks should be stored in a clean environment. Protect the mask from damage, dirt, sticky dust, direct sunlight, high temperature, or harmful chemical pollution. When storing the mask, also avoid deformation of the mask.

1. 口罩不能用微波炉消毒。
 Masks cannot be sterilized by microwave.

【生产厂家】 深圳市山而威户外装备科技有限公司
【Manufacturer】 SUNWAY(SHENZHEN) PRODUCTS LIMITED
【生产地址】 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区银葵路 16 号轩轩公司 1 栋厂房 101, 201, 301 东, 401, 501。
【Address】 101, 201, east of 301, 401&501, Building 1, Juxuan company, No. 16 Yikui Road, Xinxin Community, Kuichong Street, Dagang New District, Shenzhen.

【联系电话】 0 755-2945 1863
【Contact number】 0 755-2945 1863

Instructions


SUNWAY **KN95 防护口罩使用说明书**
KN95 Protective Mask Instruction Manual

【产品名称】 KN95 防护口罩（非医用）
【Product Name】 KN95 PROTECTIVE FACE MASK (NOT-MEDICAL)
【产品型号】 KN95
【MODEL NUMBER】 KN95
【执行标准】 GB2626-2006
【STANDARD】 GB2626-2006

【产品性能】 Product performance

1. 采用外层无纺布，超细纤维静电喷布复合 35 热风棉，22 亲肤无纺布，形成四重过滤层，更有效过滤有害物，符合国标 GB2626-2006 KN95 级别。
 The outer layer non-woven fabric, ultra-fine fiber electrostatic melt-blown cloth combined with 35 hot air cotton and 22 skin-friendly non-woven fabric forms a four-layer filter layer to filter harmful substances more effectively, in line with the national standard GB2626-2006 KN95 level.
2. 按人体脸型工程学设计 3D 立体形状，确保密封性的同时增加了口罩的呼吸容积，大大提升透气性，令佩戴、呼吸更舒适。
 The 3D three-dimensional shape is designed according to the human face engineering, which ensures the tightness and increases the breathing volume of the mask, greatly improving the breathability, making it more comfortable to wear and breathe.

【佩戴方法】 Wearing method
 将口罩打开，有鼻梁条居上，佩戴后按压鼻梁部密封，防护效果更佳。
 Open the mask with the nose bridge on top. After wearing, press the nose bridge tightly to ensure better protection.



【使用范围】 Range of use
 适用于防护粉尘、PM2.5 雾霾颗粒物、流感细菌、飞沫等有害颗粒物。本品具有防风防寒功能。
 It is suitable for protection against harmful particles such as dust, PM2.5 smog particles, influenza bacteria, and droplets. This product has wind and cold protection.

【储存条件】 Storage conditions
 湿度 < 80%，无腐蚀性气体和通风良好的清洁室内。
 Humidity < 80%, no corrosive gas and well-ventilated clean room.

【生产日期】 Production Date
 见合格证 see certificate

【生产批号】 production batch
 见合格证 see certificate

【有效期】 Validity
 2 年 2 years

【注意事项】 Precautions

1. 为保证口罩卫生干净，要避免用手部接触口罩内侧。
 To ensure that the mask is hygienic and clean, avoid touching the inside of the mask with your hands.
2. 每次佩戴防尘口罩后，应立即做佩戴“紧密性”检查，确保口罩佩戴位置正确。
 Every time after wearing a dust mask, the "tightness" inspection should be done immediately to ensure that the mask is placed in the correct position.
3. 每次佩戴口罩前，应该清洗双手。如需暴露在粉尘多的污染环境中，应该一直佩戴口罩。
 Before wearing a mask, wash your hands. If you need to be exposed to a dusty environment, you should always wear a mask.
4. 当感觉呼吸阻力明显增大，或当口罩变得脏污、破损时候，应当尽快更换口罩。
 When you feel a significant increase in breathing resistance, or when the mask becomes dirty or damaged, you should replace the mask as soon as possible.
5. 本口罩不可水洗。水洗会破坏滤材结构，造成穿透，并且破坏静电滤材的过滤性能。
 This mask is not washable. Water washing will destroy the filter material structure, cause penetration, and destroy the filter performance of the electrostatic filter material.
6. 未使用的口罩应储存在洁净的环境中，需防止口罩受到损坏、脏污、粘尘、阳光直射、高温或者有害化学物质污染等。存放口罩时，还要避免口罩变形。
 Unused masks should be stored in a clean environment. Protect the mask from damage, dirt, sticky dust, direct sunlight, high temperature, or harmful chemical pollution. When storing the mask, also avoid deformation of the mask.

1. 口罩不能用微波炉消毒。
 Masks cannot be sterilized by microwave.

【生产厂家】 深圳市山南威户外装备科技有限公司
【Manufacturer】 SUNWAY(SHENZHEN) PRODUCTS LIMITED
【生产地址】 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区银葵路 10 号君轩公司 1 栋厂房 101.201.301 东、401.501。
【Address】 101.201 east of 301.401&501 building 1, Junxuan company, NO. 10 Yikui Road, Yixin Community, Yichong Street, Bajiang New District, Shenzhen.
【联系电话】 0 755-2943 1263
【Contact number】 0 755-2943 1263